

pts connect™ dock



Guida utente

Uso previsto

Il sistema docking PTS Connect™ è ideato per l'uso da parte dei clienti professionali. Il sistema docking PTS Connect consente al sistema A1CNow® e agli analizzatori PTS Detect™ di trasferire a un computer collegato il risultato dell'esame più recente.

Requisiti hardware

Inclusi:

- Dock PTS Connect
- Adattatore seriale da USB a RS232 (adattatore)
- Cavo da USB a USB

Richiesti ma non inclusi:

- Computer con porta USB disponibile

Funzionamento

Completare i seguenti passaggi per trasmettere l'ultimo risultato dell'esame dall'analizzatore a un

computer dotato di una porta USB disponibile:

1. Collegare il connettore maschio a 9 pin dell'adattatore in dotazione al connettore femmina a 9 pin del dock PTS Connect.
2. Collegare il connettore USB del cavo in dotazione al dock e l'altra estremità a una porta disponibile del computer.
3. Eseguire un'applicazione che catturi i risultati dal dock PTS Connect.
4. Eseguire un test su un analizzatore A1CNow o PTS Detect.
5. Una volta completato il test, e visualizzato il risultato sullo schermo, rimuovere la cartuccia di test dall'analizzatore.
6. Posizionare l'analizzatore sulla base del dock PTS Connect e premerlo verso il basso quando si è pronti a scaricare i dati.
7. L'analizzatore visualizzerà la parola "DOCK" e il risultato sarà trasferito all'applicazione.
8. Rimuovere l'analizzatore dal dock PTS Connect.
9. Il dock PTS Connect è pronto per trasferire il risultato dell'esame successivo.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI	
	NUMERO DI CATALOGO
	CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO
	RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO NELLA COMUNITÀ EUROPEA
	NUMERO DI LOTTO
	PRODUTTORE
	QUESTO PRODOTTO SODDISFA I REQUISITI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 98/79 CE PER I DISPOSITIVI MEDICI PER DIAGNOSTICA IN VITRO
	RACCOLTA DIFFERENZIATA: LE BATTERIE DEVONO ESSERE SMALTITE CONFORMEMENTE ALLE NORMATIVE DEL PROPRIO PAESE. CONTATTARE L'AMMINISTRAZIONE LOCALE COMPETENTE PER INFORMAZIONI SULLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SMALTIMENTO E RICICLAGGIO NELLA PROPRIA ZONA.



Polymer Technology Systems, Inc.
7736 Zionsville Road
Indianapolis, IN 46268 USA

Per richiedere assistenza per il dock PTS Connect™

Contattare l'assistenza clienti di PTS Diagnostics:

1-877-870-5610 (numero verde negli Stati Uniti)

+1-317-870-5610 (numero diretto) +1-317-870-5608 (fax)

E-mail: inforequest@ptsdiagnostics.com

Sito Web: www.ptsdiagnostics.com

PN 91180 IT



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany