

Para uso com os analisadores A1CNow® e PTS Detect®



pts connect
Blu-Dock™

Manual do utilizador do PTS Connect Blu-Dock

Instruções de Segurança Importantes

1. Os utilizadores devem seguir o manual do utilizador ao usar o dispositivo PTS Connect Blu-Dock™. A utilização do dispositivo de um modo não especificado no manual do utilizador pode debilitar a proteção fornecida pelo equipamento.
2. O utilizador deve inspecionar visualmente o dispositivo quanto a danos físicos antes da utilização. Se não o fizer, poderão produzir-se resultados incertos ou potenciais danos para o utilizador.
3. Ao inspecionar visualmente o dispositivo, certifique-se de remover as pilhas para evitar potenciais choques elétricos.

Requisitos de Hardware

Materiais fornecidos

REF 4715 Dispositivo PTS Connect Blu-Dock (1)
*Inclui quatro (4) pilhas alcalinas AA
e um estojo de transporte para o dispositivo de base*

Materiais necessários mas não fornecidos para a Transferência de dados

Computador, tablet ou smartphone

Com capacidade de ligação a um dispositivo Bluetooth® BLE

Aplicação

Com capacidade para aceitar dados do dispositivo PTS Connect Blu-Dock

Materiais necessários mas não fornecidos para a Impressão de resultados

Impressora CardioChek®/PTS Connect®

Inclui os cabos de ligação da impressora, fonte de alimentação e etiquetas

Para informações sobre o produto e instruções adicionais, visite o website do fabricante em www.ptsdiagnostics.com/pts-connect-blu-dock.html.

Finalidade do dispositivo PTS Connect Blu-Dock

O dispositivo PTS Connect Blu-Dock destina-se à transferência dos resultados das análises dos analisadores A1CNow ou PTS Detect. Os resultados podem ser transferidos sem fios para um equipamento informático compatível com Bluetooth através de um cabo CardioChek Link® ligado ao dispositivo informático ou a uma impressora CardioChek/PTS Connect ligada.

Instalação e remoção das pilhas

Importante: NÃO guarde o dispositivo PTS Connect Blu-Dock com as pilhas introduzidas. Remova as pilhas antes de armazenar o dispositivo.

Como instalar as pilhas:

1. Abra a tampa das pilhas na parte inferior do dispositivo PTS Connect Blu-Dock desengatando o trinco e afastando a tampa da parte traseira da base.
2. Insira as pilhas no respetivo compartimento, com os terminais positivos (+) orientados tal como está marcado no interior do compartimento.
3. Volte a colocar a tampa das pilhas.

Remoção das pilhas:

1. Abra a tampa das pilhas na parte inferior do dispositivo PTS Connect Blu-Dock desengatando o trinco e afastando a tampa da parte traseira do dispositivo.
2. Bata a base com firmeza na palma da mão para libertar as pilhas do compartimento.
3. Volte a colocar a tampa das pilhas.

Emparelhamento

Consulte o manual do utilizador do tablet, computador ou smartphone para saber como emparelhá-lo com o dispositivo PTS Connect Blu-Dock.

1. Certifique-se de que as pilhas estão instaladas no dispositivo PTS Connect Blu-Dock. O dispositivo deve ser detetável no menu de dispositivos Bluetooth disponíveis. Procure o nome “PTS- {Bluetooth ID}”. Verifique se os dígitos do ID impresso no rótulo inferior do dispositivo PTS Connect Blu-Dock correspondem aos dígitos do “PTS-” detetado pelo dispositivo.
2. Emparelhe apenas um equipamento de cada vez com o dispositivo PTS Connect Blu-Dock. Emparelhar o dispositivo PTS Connect Blu-Dock com múltiplos equipamentos aumenta a probabilidade de enviar os resultados das análises para o equipamento errado.
3. Quando lhe for solicitada a introdução de um código PIN, introduza o número impresso na parte inferior do dispositivo PTS Connect Blu-Dock.
4. Se o código PIN for corretamente introduzido, o equipamento será emparelhado com êxito com o dispositivo PTS Connect Blu-Dock.
5. O emparelhamento bem-sucedido do dispositivo PTS Connect Blu-Dock é indicado por uma mensagem do tablet, computador ou smartphone.
6. Execute uma análise ou envie um resultado da memória do analisador para a aplicação de recolha de dados. (Consulte as instruções sobre como executar um teste no manual do utilizador do analisador A1CNow ou PTS Detect.)
7. **Importante:** Verifique se os resultados apresentados no analisador coincidem com os da aplicação de recolha de dados. Este passo assegura o correto emparelhamento entre o dispositivo PTS Connect Blu-Dock e o tablet, computador ou smartphone designado.

Desemparelhar

Siga as instruções sobre como desemparelhar o equipamento com o dispositivo PTS Connect Blu-Dock no manual do utilizador do respetivo tablet, computador ou smartphone. O não desemparelhamento do equipamento com o PTS Connect Blu-Dock aumenta a probabilidade de envio dos resultados dos testes para o dispositivo errado no evento seguinte. **Importante:** Este passo assegura que o dispositivo PTS Connect Blu-Dock não será emparelhado de forma automática com o equipamento informático na próxima utilização.

Transferir os Resultados para uma Aplicação de Recolha de Dados

Execute os passos seguintes para transmitir os últimos resultados de teste de um analisador A1CNow ou PTS Detect para um dispositivo PTS Connect Blu-Dock com uma aplicação de recolha de dados.

1. Certifique-se de que as pilhas estão instaladas no dispositivo PTS Connect Blu-Dock.
2. Execute a aplicação no equipamento informático que recolhe os resultados do dispositivo PTS Connect Blu-Dock.
3. Execute uma análise num analisador A1CNow ou PTS Detect.
4. Depois de concluída a análise e de o resultado ser apresentado no ecrã, remova o cartucho de teste do analisador.
5. Coloque o analisador na base do dispositivo PTS Connect Blu-Dock e pressione-o para baixo para transferir o resultado.
6. Depois de transferidos os resultados com êxito, o dispositivo PTS Connect Blu-Dock emite um “bip” duplo. Depois de ouvir o “bip”, liberte o analisador. O resultado foi transferido para a aplicação.
7. Remova o analisador do dispositivo PTS Connect Blu-Dock.
8. O dispositivo PTS Connect Blu-Dock está pronto para transferir o resultado da análise seguinte.

Imprimir os resultados na impressora CardioChek/PTS Connect

Siga os passos seguintes para transmitir o resultado de uma análise de um analisador A1CNow ou PTS Detect para uma impressora CardioChek/PTS Connect, de modo a imprimir uma etiqueta.

1. Certifique-se de que as pilhas estão instaladas no dispositivo PTS Connect Blu-Dock.
2. Ligue um cabo de conexão da impressora CardioChek/PTS Connect à porta situada na parte traseira do dispositivo PTS Connect Blu-Dock usando o conector do MEMO Chip®.
3. Ligue a outra extremidade do cabo a uma impressora CardioChek/PTS Connect.
4. Envie um resultado para a impressora executando uma análise num analisador A1CNow ou PTS Detect.

- Coloque o analisador no dispositivo PTS Connect Blu-Dock e pressione-o. Depois de ouvir um “bip” duplo, liberte o analisador.
- A impressão da etiqueta é iniciada.

Especificações

Dispositivo PTS Connect Blu-Dock

Pilhas: 2 pilhas alcalinas AA de 1,5 V

Classificações elétricas: 5Vdc e 200mA


Classificações ambientais:

- Utilização no interior
- Temperatura: 5-50 °C (41-122 °F)
- Humidade: < = 80%


Códigos dos sinais sonoros (bips) do PTS Connect Blu-Dock

Fase do funcionamento	O que esperar
Ligação	Uma série de tons ascendentes. Este som ouve-se quando o produto é ligado.
Desligamento	Uma série de tons decrescentes. Este som ouve-se quando o produto fica inativo durante 3 minutos ou mais.
Erro	Um som decrescente mais longo que emite apenas um “bip”.
Emparelhamento	Um único som curto emitido a cada 10 segundos quando produto está pronto para ser emparelhado com um dispositivo Bluetooth.
Diagnóstico	Um som grave seguido de um número variável de sons mais agudos.
Transferência de resultados	Dois sons diferentes, emitidos consecutivamente.

Símbolos

 Consulte as instruções de utilização


 Limite de temperatura


 Cuidado

 Federal Communications Commission (FCC)

 Fabricante

 Número de catálogo

 Data de fabrico

 O produto requer uma recolha separada para equipamentos elétricos e eletrónicos, de acordo com a Diretiva WEEE

 Manter afastado da luz solar

 Manter seco

 Código do lote

 Este produto cumpre os requisitos da diretiva europeia 2014/53/EU para equipamentos de rádio.



Polymer Technology Systems, Inc.

4600 Anson Boulevard, Whitestown, IN 46075 USA

Linha direta: +1-317-870-5610 • Número gratuito nos EUA: 1-877-870-5610 • Fax: +1-317-870-5608

E-mail: customerservice@ptsdiagnostics.com • Website: ptsdiagnostics.com



FCC-ID: A8TBM71S2

Para informações sobre o produto e instruções adicionais, visite o website do fabricante em www.ptsdiagnostics.com/pts-connect-blu-dock.html.

A1CNow, CardioChek, CardioChek Link, MEMo Chip, PTS Connect Blu-Dock e PTS Detect são marcas comerciais da Polymer Technology Systems, Inc. Todas as restantes marcas comerciais e nomes de produtos pertencem aos respetivos proprietários.

© Copyright 2019 Polymer Technology Systems, Inc.

PS-005514 PT Rev. 1 02/19