

Zur Verwendung mit CardioChek® PA
und CardioChek® Plus Analysegeräten durch Fachkräfte



pts connect
Blu-Adapter™

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Benutzer sollten sich an das Benutzerhandbuch halten, wenn sie das PTS Connect Blu-Adapter™ Gerät verwenden. Wenn das Gerät nicht so verwendet wird, wie in der Bedienungsanleitung angegeben ist, kann der Schutz des Geräts beeinträchtigt werden.
2. Der Benutzer sollte das Gerät vor der Verwendung visuell auf physische Schäden untersuchen. Andernfalls kann dies zu unzuverlässigen Ergebnissen führen oder dem Benutzer Schaden zufügen.

Hardware-Anforderungen

Im Lieferumfang enthaltene Materialien

REF 4718 PTS Connect Blu-Adapter-Gerät (1)
*Enthält zwei (2) Supports (zur alleinigen
Verwendung mit dem CardioChek® PA-Analysegerät)*

Materialien, die für die Datenübertragung benötigt, aber nicht bereitgestellt werden

Computer, Tablet oder Smartphone
Kann mit einem Bluetooth® BLE-Gerät verbunden werden

Anwendung
Kann Daten vom PTS Connect Blu-Adapter-Gerät annehmen

Das PTS Connect Blu-Adapter-Gerät unterstützt Anweisungen (nur CardioChek PA-Analysegeräte)

Bei der Verwendung des CardioChek PA-Analysegeräts müssen die zwei (2) inbegriffenen Supports vor der Verwendung des PTS Connect Blu-Adapter-Geräts angeschlossen werden.

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Supports an dem PTS Connect Blu-Adapter-Gerät zu befestigen.

1. Drücken Sie vorsichtig die Supportlaschen und schieben Sie sie in die zwei Steckplätze nahe der Oberseite des PTS Connect Blu-Adapter-Geräts.
2. Lassen Sie den Support los, um ihn einrasten zu lassen.
3. Um die Supports zu entfernen, drücken Sie sie vorsichtig links und rechts und ziehen Sie sie gerade aus den Steckplätzen im PTS Connect Blu-Adapter-Gerät.



Bedienungsanleitung des PTS Connect Blu-Adapter

PTS Connect Blu-Adapter-Gerät *Verwendungszweck*

Das PTS Connect Blu-Adapter-Gerät ist für die Übertragung von Testergebnissen von den CardioChek PA- und CardioChek Plus-Analysegeräten auf ein Bluetooth-kompatibles Gerät mithilfe des MEMO Chip® Anschlusses am Analysegerät bestimmt.

Koppeln

Anweisungen zum Koppeln dieses Geräts mit dem PTS Connect Blu-Adapter-Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung des Tablets, Computers oder Smartphones.

1. Achten Sie darauf, dass das PTS Connect Blu-Adapter-Gerät an den MEMO Chip-Anschluss am CardioChek PA- oder CardioChek Plus-Analysegerät angeschlossen und dass das Analysegerät eingeschaltet ist. Das Gerät sollte erkennbar sein – suchen Sie im Menü der verfügbaren Bluetooth-fähigen Geräte nach dem Namen „PTS- {Bluetooth ID}“. Stellen Sie sicher, dass die Ziffern in der ID auf dem unteren Etikett des PTS Connect Blu-Adapter-Geräts mit den Ziffern im „PTS-“ übereinstimmen, das vom Gerät erkannt wurde.
2. Verbinden Sie immer nur ein Gerät mit dem PTS Connect Blu-Adapter-Gerät. Wenn Sie das PTS Connect Blu-Adapter-Gerät mit mehreren Geräten koppeln, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Testergebnisse fälschlicherweise an das falsche Gerät gesendet werden.
3. Wenn Sie zur Eingabe einer PIN-Nummer aufgefordert werden, geben Sie die auf der Unterseite des PTS Connect Blu-Adapter-Geräts aufgedruckte Nummer ein.
4. Wenn die PIN-Nummer korrekt eingegeben wurde, wird das Gerät erfolgreich mit dem PTS Connect Blu-Adapter-Gerät gekoppelt.
5. Die erfolgreiche Kopplung des PTS Connect Blu-Adapter-Geräts wird durch eine Benachrichtigung vom Tablet, Computer oder Smartphone angezeigt.
6. Führen Sie einen Beispieltest aus oder senden Sie ein Ergebnis vom Speicher des Analysegeräts zur Datenerfassungsanwendung. (Siehe die Bedienungsanleitung des CardioChek PA- oder CardioChek Plus-Analysegeräts zur Anweisungen zur Ausführung eines Tests.)

7. **Wichtig:** Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Analysegerät angezeigten Ergebnisse mit denen der Datenerfassungsanwendung übereinstimmen. Mit diesem Schritt wird sichergestellt, dass das PTS Connect Blu-Adapter-Gerät korrekt mit dem zugewiesenen Tablet, Computer oder Smartphone verbunden ist.

Entkoppeln

Befolgen Sie das Benutzerhandbuch für Tablets, Computer oder Smartphones, um Anweisungen zum Entkoppeln des Geräts vom PTS Connect Blu-Adapter-Gerät zu erhalten. Wenn der PTS Connect Blu-Adapter nicht vom Gerät getrennt wird, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Testergebnisse während des nächsten Ereignisses fälschlicherweise an das falsche Gerät gesendet werden. **Wichtig:** Mit diesem Schritt wird sichergestellt, dass sich das PTS Connect Blu-Adapter-Gerät bei der nächsten Verwendung nicht automatisch mit dem Computer verbindet.

Übertragen von Ergebnissen an eine Datenerfassungsanwendung

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um ein Testergebnis vom CardioChek PA- oder CardioChek Plus-Analysegerät an ein PTS Connect Blu-Adapter-Gerät mit einer Datenerfassungsanwendung zu übertragen.

1. Sorgen Sie dafür, dass der PTS Connect Blu-Adapter an den MEMO Chip-Anschluss am CardioChek PA- oder CardioChek Plus-Analysegerät angeschlossen und dass das Analysegerät eingeschaltet ist.
2. Führen Sie die Anwendung auf dem Gerät aus, das die Ergebnisse vom PTS Connect Blu-Adapter-Gerät erfasst.
3. Führen Sie einen Test auf dem CardioChek PA- oder CardioChek Plus-Analysegerät aus.
4. Sobald der Test abgeschlossen ist und das Ergebnis auf dem Bildschirm angezeigt wird, wird das Ergebnis automatisch an die empfangende Anwendung übertragen.

Technische Daten

PTS Connect Blu-Adapter-Gerät

Elektrische Nennwerte: 5 VDC und 200 mA

Umwelt-Werte:

- Innenbereich
- Temperatur: 5–50 °C (41–122 °F)
- Feuchtigkeit: ≤ 80 %
- Verschmutzungsgrad: 2
- Höhe: bis zu 2.000 Meter

PTS Connect Blu-Adapter Beep Codes

Betriebsphase	Was zu erwarten ist
Error	Ein langer, tiefer Ton.
Koppeln/Konfiguration	Ein einzelner, kurzer Ton, der einmal alle 10 Sekunden auftritt, wenn das Gerät für die Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät bereit ist.

Symbole

 Siehe Benutzerhinweise

 Temperaturbegrenzung

 Vorsicht

 Federal Communications Commission (FCC)

 Hersteller

 Katalognummer

 Herstellungsdatum

 Gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte darf dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

 Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

 Vor Nässe schützen

 Chargencode

 Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der europäischen Richtlinie 2014/53/EU für Funkgeräte.



Polymer Technology Systems, Inc.
4600 Anson Boulevard, Whitestown, IN 46075 USA
Tel.: +1-317-870-5610 · Innerhalb der USA gebührenfrei: 1-877-870-5610 · Fax: +1-317-870-5608
E-Mail: customerservice@ptsdiagnostics.com · Webseite: ptsdiagnostics.com



Produktinformationen und weitere Anweisungen finden Sie auf der Website des Herstellers: www.ptsdiagnostics.com/pts-connect-blu-adapter.

Die Wortmarke Bluetooth® und die entsprechenden Logos sind eingetragene Warenzeichen von Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Marken durch PTS Diagnostics erfolgt unter Lizenz.

CardioChek, MEMo Chip und PTS Connect Blu-Adapter sind Warenzeichen von Polymer Technology Systems, Inc. Alle weiteren Warenzeichen und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
© Copyright 2019 Polymer Technology Systems, Inc.
PS-005524 DE Rev. 1 02/19